

## In 4 Wochen zum Maßschuh\*



In unserer Orthopädienschuhtechnik fertigen wir orthopädische Schuhe nach Maß – individuell angepasst, mit traditionellem Handwerk und modernster digitaler Technik. So entstehen einzigartige Schuhe, die höchste Passgenauigkeit, Komfort und Funktion verbinden – besonders auch für Menschen mit Diabetes.

Bei der Versorgung setzen wir auf präzise Messverfahren: Mittels digitalem 3D-Scan und Fußdruckmessung analysieren wir Belastungspunkte und Fußform. So erkennen wir Druckstellen frühzeitig und können diese gezielt entlasten – ein wichtiger Baustein zur Vorbeugung von Folgeproblemen.

Dank moderner Fertigungsverfahren wie dem 3D-Druck können wir Probeschuhe oder Interimschuhe für die Frühversorgung besonders schnell und passgenau bereitstellen. Das ermöglicht einen optimal abgestimmten Versorgungsverlauf – vom ersten Schritt bis zum fertigen Maßschuh.

\*nach Genehmigung der Krankenkasse und erfolgreicher Passformkontrolle



## Wo bekomme ich was?

### GÖPPINGEN - HAUPTHAUS

Maßschuhe | Orthopädische Einlagen | Jurtin Einlagen  
Sanitätshaus Weinmann | Heining Str. 28 | 73037 Göppingen  
info@weinmann.care | Tel. 07161 1569-0 | Fax 07161 1569-199

### GÖPPINGEN - ALB FILS KLINIKUM

Maßschuhe | Orthopädische Einlagen  
Sanitätshaus Weinmann | Eichertstr. 3 | 73035 Göppingen  
info@weinmann.care | Tel. 07161 64-8930

### BAD URACH

Orthopädische Einlagen  
Sanitätshaus Jud | Ulmer Str. 3 | 72574 Bad Urach  
urach@jud.care | Tel. 07125 8415 | Fax 07125 40612

### FILDERSTADT BERNHAUSEN

Orthopädische Einlagen | Jurtin Einlagen  
Sanitätshaus Weinmann | Filderbahnstr. 15 | 70794 Filderstadt-Bernhausen  
kirchheim@weinmann.care | Tel. 0711 78749817 | Fax 07021 737379-44

### GEISLINGEN

Maßschuhe | Orthopädische Einlagen  
Sanitätshaus Weinmann | Eybstr. 16 | 73312 Geislingen a.d. Steige  
geislingen@weinmann.care | Tel. 07331 7169330 | Fax 07331 7169335

### KIRCHHEIM UNTER TECK

Maßschuhe | Orthopädische Einlagen | Jurtin Einlagen  
Sanitätshaus Weinmann | Steingastr. 13 | 73230 Kirchheim Teck  
kirchheim@weinmann.care | Tel. 07021 737379-0 | Fax 07021 737379-44

### LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Maßschuhe | Orthopädische Einlagen  
Harnisch | Neuer Markt 5 | 70771 Leinfelden-Echterdingen  
info@harnisch.care | Tel. 0711 997533-99 | Fax 0711 997533-98

### METZINGEN

Orthopädische Einlagen  
Sanitätshaus Jud | Eisenbahnstr. 26 | 72555 Metzingen  
metzingen@jud.care | Tel. 07123 2480 | Fax 07123 41949


### WAIBLINGEN

Maßschuhe | Orthopädische Einlagen  
Sanitätshaus Weinmann | Alter Postplatz 2 | 71332 Waiblingen  
waiblingen@weinmann.care | Tel. 07151 98155-36 | Fax 07151 98155-37

SANITÄTSHAUS  
**weinmann**  
www.weinmann.care

sanitätshaus jud  
Fokus Gesundheit | www.jud.care

harnisch.care  
Orthopädie | Schuhtechnik



# ORTHOPÄDIE- SCHUHMACHER- MEISTERBETRIEB

## In 4 Wochen zum orthopädischen Maßschuh\*

SANITÄTSHAUS  
**weinmann**  
www.weinmann.care



## Einlagen nach Jurtin

**Jurtin Schuheinlagen kommen prophylaktisch oder bei Beschwerden zum Einsatz. Sie stabilisieren und unterstützen den Fuß in seiner natürlichen Bewegung, um dem ganzen Körper zu helfen.**



Erhältlich sind unterschiedliche Modelle in verschiedenen Funktionen und Ausführungen für Alltag, Sport, Business und Kinder. Die individuelle Anpassung erfolgt nach Terminvereinbarung. Die fertigen Einlagen können gleich mitgenommen werden.

Anders als bei herkömmlichen Einlagen, die mittels Schaum- oder Computerabdruck eines belasteten Fußes hergestellt werden, dient bei der Anpassung der Medical Schuheinlagen der unbelastete Fuß als Ausgangspunkt und Maßstab. Unsere Jurtin-Techniker bringen zuerst die Ferse zurück in ihre natürliche Position. Sie wird geradegestellt und aufgerichtet und verschafft damit dem ganzen Körper eine aufrechte und stabile Haltung. Die Einlage wird danach mittels Vakuumtechnik direkt am korrigierten Fuß angepasst.

Erleichterung sollen die Schuheinlagen vor allem bei Knick-Senkfüßen, Fersensporn, Überbein (Hallux valgus) und Metatarsalgien verschaffen. Die Original Jurtin Schuheinlagen erhalten Sie exklusiv an drei zertifizierten Standorten – nur bei uns.



## Orthopädieschuhtechnik trifft Arbeitssicherheit

Orthopädische Schuhe nach Maß, individuell gefertigte Fußeinlagen und passgenaue Schuhzurichtungen spielen eine wichtige Rolle für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Dabei setzen wir die DGUV Regel 112-191 (BGR 191) um und fertigen baumustergeprüfte Versorgungen. Orthopädische Einlagen dürfen beispielsweise nur in Sicherheitsschuhe mit gültiger Baumusterprüfung eingelegt werden. So bleiben Schutzfunktionen wie Antistatik oder Zehenschutz gewährleistet.

Einlagen aus privaten Schuhen sind in Arbeitssicherheitsschuhen nicht zugelassen, da sie diese Anforderungen nicht erfüllen. Sogar der Versicherungsschutz kann in einem solchen Fall erlöschen. Deshalb ist es entscheidend, bei der Auswahl von Arbeitsschuhen darauf zu achten, dass sie mit orthopädischen Einlagen und Zurichtungen nach den geltenden Vorschriften kompatibel sind.

Unsere Produkte sind nicht nur kompatibel zu den geltenden Vorschriften, sondern gewährleisten maximalen Schutz, Komfort und Gesundheit für Ihre Füße im Berufsalltag – individuell gefertigt.



## Orthopädische Schuhzurichtungen

Orthopädische Schuhzurichtungen können z.B. Beinverkürzungen oder Folgen einer Hüft-TEP ausgleichen. Ob Schuhranderhöhung, Abrollsohle, Gleitspitze oder andere Anpassungen: Unsere Lösungen sind platzsparend und kaum sichtbar im Schuh integriert und bieten optimalen Tragekomfort – präzise, wirksam, unauffällig.



## Einlagenversorgung mit System – für Groß und Klein

Sensomotorische Einlagen für Kinder werden bei uns mit modernster Technik individuell angepasst – ebenso wie orthopädische Fußeinlagen für unterschiedliche Anforderungen. Mit einem präzisen 3D-Scan des Fußes erfassen wir die exakte Form als Grundlage für eine präzise Fertigung. Dafür nutzen wir computergesteuerte Fräsen. Speziell geschultes Personal achtet bei der Modelltechnik auf optimale Wirkung, um die Muskulatur gezielt zu fördern und Fehlstellungen zu korrigieren. So unterstützen wir die gesunde Entwicklung der Füße und verbessern das kindliche Bewegungsverhalten nachhaltig. Wieder wohlfühlen – Schritt für Schritt.

Fotos: Weinmann, stock.adobe.com